


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ripk1/Rip (Validato Ko) Per Wb, Ip, Elisa - Q13546

Numero articolo: CM0004620



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KO contro RIPK1/RIP umano. Adatto per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. L'immunogeno ricombinante copre gli aa 465-671; rileva isoforme di ~76/71 kDa. Regolatore chiave di apoptosi, necroptosi e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-RIPK1/RIP
Note/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8737
ID Gene	8737
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 465-671 di RIPK1/RIP umano (NP_003795.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13546
Peso Proteico	76 kDa/71 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio