


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ripk1/Rip Per Wb, Elisa - Q13546

Numero articolo: CM0025634



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato diretto contro RIPK1/RIP (RIP1) per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la RIP1 umana e murina, una serina-treonina chinasi che regola l'apoptosi indotta da TNF, la necroptosi e le vie infiammatorie. Adatto per la ricerca sulla segnalazione della morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-RIPK1/RIP
Note/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
Specie	Umana
GeneID	8737
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 465-671 della RIPK1/RIP umana (NP_003795.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q13546
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio