


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ripk1/Rip Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13546

Numero articolo: CM0030178



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro RIPK1/RIP (RIP1) umano. Adatto per WB, IHC-P, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Uso per la ricerca su apoptosi, necroptosi e segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RIPK1/RIP pAb coniglio
Osservazioni/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
Specie	Umano
GeneID (umano)	8737
GeneID	8737
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di RIPK1/RIP umano (NP_003795.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13546
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio