


## Anticorpo Policlonale Anti-Ripk2 Per Wb, Elisa - 043353

Numero articolo: CM0019743



### introduzione

Anticorpo policlonale RIPK2 di coniglio di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Rileva RIPK2 umano, murino e di ratto, una chinasi fondamentale dell'immunità innata coinvolta nella segnalazione NOD1/2 e nell'attivazione di NF-kB. Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | RIPK2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | CCK; RICK; RIP2; CARD3; GIG30; CARDIAK; RIPK2                                                                               |
| Specie              | Umano                                                                                                                       |
| GeneID (umano)      | 8767                                                                                                                        |
| GeneID              | 8767                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-540 di RIPK2 umano (NP_003812.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                          |
| SWISS               | O43353                                                                                                                      |
| Peso della proteina | 61 kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Sacca refrigerante                                                                                                          |