

Anticorpo Monoclonale Anti-Ripk3 (Rip3) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y572

Numero articolo: CM0005985



introduzione

Anticorpo monoclonale diretto contro RIPK3 (RIP3) umano, adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di necroptosi e apoptosi nella ricerca sul cancro e sulle infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Topo Ripk3
Note/Alias	RIP3; RIPK3
Specie	Umano
GeneID (umano)	11035
GeneID	11035
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 101-200 di RIP3 umano (NP_006862.2).
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y572
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio