

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ripk4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P57078

Numero articolo: CM0028295

introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale coniglio Anti-RIPK4 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con RIPK4 umano e murino. Ideale per studi sulla differenziazione dei cheratinociti, l'omeostasi cutanea e l'attivazione di NF-κB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RIPK4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DIK, PKK, PPS2, RIP4, ANKK2, NKR3, ANKRD3, CHANDS, RIPK4
Specie	Uomo
GenID (Uomo)	54101
GenID	54101
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-520 della RIPK4 umana (NP_065690.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	P57078
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio