


Anticorpo Policlonale Anti-RLN2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04090

Numero articolo: CM0025092



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla prorelaxina H2 umana (RLN2), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con l'essere umano e il ratto. Ideale per lo studio del rimodellamento del tessuto connettivo correlato alla gravidanza e della biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RLN2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	H2; RLXH2; H2-RLX; bA12D24.1.1; bA12D24.1.2; RLN2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6019
GeneID	6019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-185 di RLN2 umano (NP_604390.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P04090
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio