


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rmi1 Per Wb Ed Elisa - Q9H9A7

Numero articolo: CM0030857



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RMI1 umano (BLAP75/FAAP75), convalidato per WB ed ELISA. Riconosce RMI1 di topo. Ideale per lo studio del controllo del crossover del DNA e della ricombinazione omologa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RMI1 Rabbit pAb
Note/Alias	BLAP75; FAAP75; C9orf76; RMI1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	80010
GeneID	80010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-350 di RMI1 umano (NP_079221.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9H9A7
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio