

Anticorpo Policlonale Anti-Rmi2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q96E14

Numero articolo: CM0028730



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano RMI2 (BLAP18), convalidato per WB ed ELISA. Essenziale per la stabilità genomica e la ricombinazione omologa; adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RMI2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BLAP18; C16orf75; RMI2
Specie	Umano
Gene ID	116028 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-147 di RMI2 umano (NP_689521.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q96E14
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio