

Anticorpo Policlonale Anti-Rmnd1 Per Wb, Elisa - Q9Nws8

Numero articolo: CM0023377

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'RMND1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla traduzione mitocondriale e l'assemblaggio dei ribosomi. Ideale per lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RMND1 Rabbit pAb
Note/Alias	RMD1; C6orf96; COXPD11; bA351K16; bA351K16.3; RMND1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	55005
GeneID	55005
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 13-200 dell'RMND1 umano (NP_060379.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9NWS8
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio