


Anticorpo Policlonale Anti-Rnase1 Per Wb, Elisa - P07998

Numero articolo: CM0026979



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RNASE1 umana (ribonucleasi A), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per lo studio del metabolismo dell'RNA e la ricerca sulla funzione pancreatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNASE1 Rabbit pAb
Note/Alias	RAC1, RIB1, RNS1, RNASE1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6035
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-156 della RNASE1 umana (NP_937875.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P07998
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio