

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rnase13 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Gan3

Numero articolo: CM0015506

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro RNASE13 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva i livelli endogeni nell'uomo e nel topo. Ideale per lo studio di proteine secretorie simili alla ribonucleasi inattiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNASE13 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RAL1; HEL-S-86p; RNASE13
Specie	Umano
GenelD (Umano)	440163
GenelD	440163
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-156 di RNASE13 umano (NP_001012264.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q5GAN3
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio