

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rnase2 Per Wb, If-P, Elisa - P10153

Numero articolo: CM0030062



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RNASE2 umano (EDN/RNS2, SWISS P10153). Convalidato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA con reattività crociata verso l'uomo e il topo. Ideale per lo studio della funzione degli eosinofili, l'attività lisosomiale e la biologia delle ribonucleasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	RNASE2 Rabbit pAb
Note/Alias	EDN; RAF3; RNS2; RNASE2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6036
GeneID	6036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-161 di RNASE2 umano (NP_002925.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P10153
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio