

Anticorpo Policlonale Anti-Rnase2 Da Coniglio Per Wb - 035291

Numero articolo: CM0028497

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio prodotto contro la proteina RNASE2 ricombinante di topo.

Adatto per applicazioni WB, IF-P, IHC-P, ELISA e convalidato per le specie umana, topo e ratto.

Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RNASE2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	mR4; RNS2; Rnase2
Specie	Topo
GenelD (Uomo)	6036
GenelD	53877
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-155 di RNASE2 di topo (NP_001017422.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O35291
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio