


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnase3 Per Wb, Elisa - P12724

Numero articolo: CM0017823



introduzione

CamelBio fornisce anticorpo policlonale di coniglio anti-RNASE3 per WB ed ELISA, mirato alla proteina cationica degli eosinofili (ECP) umana coinvolta nella difesa dell'ospite e nell'infiammazione. Reagisce in modo incrociato con il ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RNASE3 Rabbit pAb
Note/Alias	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6037
GeneID	6037
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-160 di RNASE3 umano (NP_002926.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P12724
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio