


Anticorpo Policlonale Anti-Rnase6 Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q93091

Numero articolo: CM0013931



introduzione

RNASE6 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per studiare l'attività antimicrobica della RNasi K6 e l'immunità delle vie urinarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RNASE6 Rabbit pAb
Note/Alias	RAD1; RNS6; RNasek6; RNASE6
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	6039
ID Gene	6039
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di RNASE6 umana (NP_005606.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q93091
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio