


Anticorpo Monoclonale Anti-Rnaseh1 Per Wb, Elisa - O60930

Numero articolo: CM0006303



introduzione

Anticorpo monoclonale murino diretto contro RNASEH1 umano, immunogeno aa 140-286, adatto per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per studi sugli ibridi RNA-DNA e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb murino anti-RNASEH1
Note/Alias	RNH1; H1RNA; PEOB2; RNASEH1
Specie	Umano
GeneID	246243
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aa 140-286 di RNASEH1 umano (O60930)
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O60930
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante con ghiaccio