


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnaseh2A Per Wb, If/Icc, Elisa - O75792

Numero articolo: CM0013214



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RNASEH2A, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e ratto. Ideale per la ricerca sulla replicazione del DNA e sulla sindrome di Aicardi-Goutieres.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RNASEH2A Rabbit pAb
Note/Alias	AGS4; JUNB; RNHL; RNHIA; THSD8; RNASEHI; RNASEH2A
Specie	Umano
GeneID	10535
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-299 di RNASEH2A umano (NP_006388.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O75792
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio