


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnaseh2C Per Wb E Elisa - Q8Tdp1

Numero articolo: CM0017620



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RNASEH2C umano (AGS3/AYP1), convalidato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio del processo di ibridi RNA:DNA e dei meccanismi di replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RNASEH2C Rabbit pAb
Note / Alias	AGS3; AYP1; RNASEH2C
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	84153
ID gene	84153
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-164 di RNASEH2C umano (NP_115569.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q8TDP1
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio