


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rnd1 Per Wb - Q92730

Numero articolo: CM0013261



introduzione

Il pAb coniglio RND1 è un anticorpo policlonale che si targeting RND1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio del rimodellamento del citoscheletro di actina e della formazione dei processi neuronali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	RND1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARHS; RHO6; RHOS; RND1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27289
GeneID	27289
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 133-232 di RND1 umano (NP_055285.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q92730
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio