

Anticorpo Policlonale Anti-Rnf10 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N5U6

Numero articolo: CM0024157

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting RNF10 umano, una ligasi E3 ubiquitina chiave per il controllo qualità dei ribosomi. Validato in WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Rileva proteina ~90 kDa, ideale per studiare le risposte allo stress e la proteostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	RNF10 pAb coniglio
Note/Alias	RNF10; RIE2; proteina con dito RING 10
Specie	Umano, topo, ratto
GeneID (umano)	9921
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 660-760 di RNF10 umano (NP_055683.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8N5U6
Peso proteico	89kDa/90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio