

Anticorpo Policlonale Anti-Rnf11 Per Wb, Elisa - Q9Y3C5

Numero articolo: CM0029016

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RNF11 umano, validato per Western blot (WB) e ELISA, con reattività crociata in topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione infiammatoria mediata dall'ubiquitina e delle vie di degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RNF11 Rabbit pAb
Note/Alias	CGI-123; SID1669; RNF11
Specie	Umana
GeneID (Umana)	26994
GeneID	26994
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-154 di RNF11 umano (NP_055187.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3C5
Peso Proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio