

Anticorpo Policlonale Anti-Rnf114 Per Wb, Elisa - Q9Y508

Numero articolo: CM0016851

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RNF114 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva RNF114 umano e murino, una ligasi E3 dell'ubiquitina coinvolta nella regolazione di NF- κ B, nel controllo del ciclo cellulare e nell'immunità innata. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNF114 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ZNF313; PSORS12; RNF114
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55905
GeneID	55905
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-228 di RNF114 umano (NP_061153.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y508
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio