

Anticorpo Policlonale Anti-Rnf115 Per Wb, Elisa - Q9Y4L5

Numero articolo: CM0020433

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RNF115 (BCA2, ZNF364), validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con il ratto. RNF115 è una ligasi E3 dell'ubiquitina coinvolta nell'autofagia, nell'immunità antivirale e nella segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNF115 Rabbit pAb
Note/alias	BCA2; ZFP364; ZNF364; RABRING7; RNF115
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	27246
GeneID	27246
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-140 di RNF115 umano (NP_055270.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q9Y4L5
Peso della proteina	34kDa
Spedizione	Borsa refrigerante