

Anticorpo Policlonale Anti-Rnf125 Per Wb, Elisa - Q96Eq8

Numero articolo: CM0015317



introduzione

RNF125 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio validato per Western blot e ELISA, che riconosce RNF125 umana, una E3 ubiquitina ligasi che regola l'immunità antivirale e l'attivazione dei linfociti T. Adatto per applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RNF125 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
Specie bersaglio	Uomo
GeneID	54941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 41-200 di RNF125 umana (NP_060301.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96EQ8
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio