

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rnf125 Per Wb E Elisa - Q96Eq8

Numero articolo: CM0023969



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RNF125 umano, validato per Western blot e ELISA. Riconosce l'umano e il topo; agisce su una ligasi E3 ubiquitina coinvolta nell'immunità innata e nell'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	RNF125 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
Specie	Umano
Gene ID	54941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 di RNF125 umano (NP_060301.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96EQ8
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio