


Anticorpo Policlonale Anti-Rnf126 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv68

Numero articolo: CM0021451



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RNF126, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto allo studio delle funzioni della ligasi E3 dell'ubiquitina nel controllo della qualità delle proteine e nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNF126 Rabbit pAb
Note/Alias	RNF126; proteina 126 con dito ad anello
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	55658
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-200 di RNF126 umano (NP_919442.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BV68
Peso della proteina	33kDa/35kDa
Spedizione	Borsa refrigerante