


Anticorpo Policlonale Anti-Rnf126 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bv68

Numero articolo: CM0019501



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'enzima E3 ubiquitina-proteina ligasi RNF126 umana, adatto per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva RNF126 di 34 kDa nell'uomo, nel topo e nel ratto per la ricerca sull'ubiquitinazione e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RNF126 Rabbit pAb
Note/Alias	RNF126
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55658
ID Gene	55658
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BV68
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio