

Anticorpo Monoclonale Anti-Rnf14 Per Wb, Elisa - Q9Ubs8

Numero articolo: CM0003601

introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-RNF14 di coniglio validato per Western Blot (WB) e ELISA. Rileva RNF14 umano, murino e di ratto, una E3 ligasi chiave nel controllo qualità della traduzione e nella via di segnalazione Wnt. Ideale per ricerche meccanicistiche e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome prodotto	RNF14 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	ARA54; HFB30; TRIAD2; HRIHFB2038; RNF14
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9604
ID gene	9604
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBS8
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio