


Anticorpo Policlonale Anti-Rnf144A Per Wb, Elisa - P50876

Numero articolo: CM0020243



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a RNF144A umano (UIP4), validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociatamente con il ratto. Adatto per la ricerca sull'ubiquitinazione, il danneggiamento del DNA e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNF144A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	UIP4; hUIP4; RNF144; UBCE7IP4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9781
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente a sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-179 di RNF144A umano (NP_055561.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P50876
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio