

Anticorpo Policlonale Anti-Rnf149 Per If/Icc, Elisa - Q8Nc42

Numero articolo: CM0024536

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'RNF149 umano (43kDa) per IF/ICC ed ELISA. Rileva l'RNF149 endogeno; reattività crociata con il ratto. Ideale per la ricerca sull'E3 ligasi e sulla degradazione di BRAF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	RNF149 Rabbit pAb
Note/Alias	RNF149; DNAPTP2; proteina dito di zinco 149
Specie	Umano
GeneID (Umano)	284996
GeneID	284996
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 dell'RNF149 umano (NP_775918.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8NC42
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio