

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnf152 Per Wb, Elisa - Q8N8N0

Numero articolo: CM0019657

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-RNF152 per WB ed ELISA, mirato all'ubiquitina-proteina ligasi E3 umana RNF152 (UniProt Q8N8N0). Validato per la ricerca sui percorsi di segnalazione mTORC1 e di apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RNF152 Rabbit pAb
Note/Alias	RNF152
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	220441
ID Gene	220441
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di RNF152 umano (NP_775828.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8N8N0
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio