

Anticorpo Policlonale Anti-Rnf166 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96A37

Numero articolo: CM0024785

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RNF166 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA.

Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studiare la funzione della E3 ubiquitina ligasi nell'immunità innata e nell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RNF166 Rabbit pAb
Note/Alias	RNF166
Specie	Umano
GeneID (Umano)	115992
GeneID	115992
Immunogeno	Peptide sintetico, corrispondente agli amminoacidi 102-201 di RNF166 umano (NP_849163.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96A37
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio