


Anticorpo Policlonale Anti-Rnf168 Per Wb, Elisa - Q8Iyw5

Numero articolo: CM0030001



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la ligasi E3 ubiquitina-proteica RNF168 umana, validato per Western blotting e ELISA. Rileva RNF168 umano e murino, un regolatore chiave della risposta al danno del DNA e dell'ubiquitinazione degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNF168 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RIDL; hRNF168; RNF168
Specie	Umano
GeneID (Umano)	165918
GeneID	165918
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-571 di RNF168 umano (NP_689830.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8IYW5
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio