

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnf180 Per Wb Ed Elisa - Q86T96

Numero articolo: CM0020373

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio generato contro RNF180 umano ricombinante (aa 1-416). Riconosce RNF180 umano, di topo e di ratto. Validato per western blot ed ELISA. Ideale per studi di ubiquitinazione e degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	RNF180 Rabbit pAb
Note/Alias	RINES; RNF180
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	285671
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-416 di RNF180 umano (NP_848627.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86T96
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio