

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnf181 Per Wb Ed Elisa - Q9P0P0

Numero articolo: CM0015889

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RNF181 validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Il bersaglio è la ligasi E3 ubiquitina-proteina RNF181, coinvolta nell'ubiquitinazione e nella regolazione del proteasoma. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNF181 Rabbit pAb
Note/Alias	HSPC238; RNF181
Specie	Umano
ID gene	51255
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-153 di RNF181 umano (NP_057578.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9P0P0
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante