

Anti-Rnf185 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - Q96Gf1

Numero articolo: CM0024401

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RNF185 umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Utile per la ricerca sulla mitofagia, stress del RE, ERAD e immunità antivirale innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RNF185 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RNF185
Specie	Umano
GenelD (Umano)	91445
GenelD	91445
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di RNF185 umano (NP_689480.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96GF1
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio