


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rnf20 Per Wb Ed Elisa - Q5Vtr2

Numero articolo: CM0005904



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-RNF20 di alta qualità per Western blot ed ELISA. Reagisce con RNF20 umano e murino, un'ubiquitina ligasi dell'istone H2B. Ideale per la ricerca epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio RNF20
Note/Alias	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	56254
ID Gene	56254
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di RNF20 umano (Q5VTR2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q5VTR2
Peso Proteico	114kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio