

Anti-Rnf220 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q5Vtb9

Numero articolo: CM0013694

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro RNF220 (ligasi E3 ubiquitina-proteina). Validato per Western blotting e ELISA. Riconosce RNF220 umano, murino e ratto (63kDa). Ideale per lo studio dell'ubiquitinazione, della segnalazione Wnt, dello neurosviluppo e delle risposte all'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RNF220 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HLD23; C1orf164; RNF220
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55182
Gene ID	55182
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 267-566 di RNF220 umano (NP_060620.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q5VTB9
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio