

Anticorpo Policlonale Anti-Rnf31 Per Wb, If, Elisa - Q96Ep0

Numero articolo: CM0016423



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su RNF31 umano (HOIP, ZIBRA) per Western blotting, immunofluorescenza e ELISA. Validato su campioni umani e murini, riconosce il componente della ligasi E3 di ~120 kDa del complesso LUBAC. Ideale per ricerche sulla segnalazione NF-κB e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RNF31 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55072
GeneID	55072
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-700 di RNF31 umano (NP_060469.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96EP0
Peso Proteico	120kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio