

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnf31 Per Wb, Elisa - Q96Ep0

Numero articolo: CM0026720



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RNF31 (HOIP), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione NF- κ B e dell'ubiquitinazione lineare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RNF31 Rabbit pAb
Note/Alias	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55072
GeneID	55072
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-700 di RNF31 umano (NP_060469.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q96EP0
Peso proteico	120kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio