

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnf34 Per Wb, If/Icc Ed Elisa - Q969K3

Numero articolo: CM0027248

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'RNF34 umano (CARP1/hRFI), una ligasi E3 dell'ubiquitina. Convalidato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'apoptosi, la degradazione proteica e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RNF34 Rabbit pAb
Note/Alias	RFI, RIF, RIFF, hRFI, CARP1, CARP-1, RNF34
Specie	Umano
GeneID	80196
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 dell'RNF34 umano (NP_079402.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q969K3
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio