

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnf4 Per Wb, Elisa - P78317

Numero articolo: CM0013519



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RNF4 umano (SLX5/SNURF), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Bersaglia la ligasi E3 ubiquitina-proteina coinvolta nelle vie di degradazione dipendenti dalla sumoilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RNF4 Rabbit pAb
Osservazioni / Alias	SLX5, SNURF, RES4-26, RNF4
Specie	Umano
Gene ID	6047
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-190 di RNF4 umano (NP_001171938.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P78317
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio