


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rnf40 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75150

Numero articolo: CM0005876



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RNF40/BRE1B umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Utile per lo studio della monoubiquitinazione dell'istone H2B, della regolazione epigenetica e del ciclo litico del KSHV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-RNF40
Note/Alias	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
Specie	Umana
ID Gene	9810
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 231-431 di RNF40 umano (O75150)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	O75150
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio