


Anticorpo Policlonale Anti-Rnf40 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - 075150

Numero articolo: CM0027508



introduzione

Anticorpo policlonale RNF40 di coniglio validato per WB ed ELISA. Mirato alla ligasi E3 ubiquitina-proteica BRE1B umana (O75150), adatto per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNF40 Rabbit pAb
Note/Alias	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9810
ID Gene	9810
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di RNF40 umano (NP_055586.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O75150
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio