


## Anticorpo Monoclonale Anti-Rnf7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubf6

Numero articolo: CM0004145



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro RNF7 umano (SAG/ROC2/RBX2/CKBBP1). Validato per WB, IHC-P, ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'ubiquitinazione e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro        | Valore                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto    | RNF7 Rabbit mAb                                                                                                            |
| Note/Alias       | SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7                                                                                              |
| Specie           | Umano                                                                                                                      |
| ID Gene (Umano)  | 9616                                                                                                                       |
| ID Gene          | 9616                                                                                                                       |
| Immunogeno       | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 di RNF7 umano (NP_055060.1) |
| Sorgente         | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria        | Anticorpi Monoclonali                                                                                                      |
| Applicazione     | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Cross Reattività | Umano, Topo, Ratto                                                                                                         |
| SWISS            | Q9UBF6                                                                                                                     |
| Peso Proteico    | 13kDa                                                                                                                      |
| Spedizione       | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                      |