


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnf7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf6

Numero articolo: CM0030429



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per RNF7 (conosciuto anche come ROC2, SAG). Adatto per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA su campioni umani. Riconosce una proteina di 13 kDa (UniProt: Q9UBF6) coinvolta nei complessi cullina-RING ligasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RNF7 Rabbit pAb
Note / Alias	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
Specie	Uomo
GeneID	9616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 di RNF7 umano (NP_055060.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9UBF6
Peso proteico	13 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio