

Anticorpo Policlonale Anti-Rnf8 Per Wb, Elisa - 076064

Numero articolo: CM0030017



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting RNF8 umano, validato per western blotting e ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del danno al DNA e sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNF8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	hRNF8; RNF8
Specie	Umano
GeneID (umano)	9025
GeneID	9025
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-485 di RNF8 umano (NP_003949.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O76064
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio