


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rnf8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O76064

Numero articolo: CM0006724



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-RNF8 validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva la ligasi E3 dell'ubiquitina RNF8 umana, murina e di ratto (~56 kDa), coinvolta nella riparazione dei danni al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio RNF8
Note/Alias	hRNF8; RNF8
Specie	Umano
GeneID (umano)	9025
GeneID	9025
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di RNF8 umano (NP_003949.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O76064
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante