


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rngtt Per Wb, If/Icc, Elisa - O60942

Numero articolo: CM0028820



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-RNGTT per western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con RNGTT umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla formazione del cap dell'mRNA e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RNGTT Rabbit pAb
Note/Alias	HCE; HCE1; hCAP; CAP1A; RNGTT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8732
GeneID	8732
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di RNGTT umano (NP_003791.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60942
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio